


**Die intensive Umfangsreduktion
dort wo Sie es Wnschen**



**Abnehmen auf den
Punkt gebracht**

Das Problem ,mit den Problemzonen

Kennen Sie das auch?

Trotz viel Bewegung, richtiger Ernährung nehmen Sie ab, bloß oftmals nicht an den Stellen wo Sie es gerne möchten. Der Grund dafür ist einfach, durch eine Störung des Stoffwechsels im Binde - und Fettgewebe wird Fett und Lymphflüssigkeit oftmals nur schwer abgebaut. Der Effekt :

- die Problemzonen werden schlechter mit Blut versorgt,
- das Lymphsystem ist träge, der Stoffwechsel schlecht.

Um Fett abbauen zu können muss die Durchblutung gut sein, überflüssige Lymphflüssigkeit muss abtransportiert werden.

Fett ist ein wertvoller Energielieferant und wird durch das Blut dorthin transportiert wo es benötigt wird :

- zu unserer Muskulatur wo es verbrannt wird.

Unser Lymphsystem ist passiv und wird durch mechanische Reize wie die arbeitende Muskulatur in seiner Funktion sehr stark unterstützt. Aber auch Lymphmassagen sorgen für den Abtransport der Flüssigkeit, müssen aber von außen appliziert werden.

TRISLIM revolutioniert das gezielte Abnehmen

Mit TRISLIM wird die Durchblutung bestmöglich gesteigert und überflüssige Lymphflüssigkeit abtransportiert, genau dort wo es am schwierigsten ist - den Problemzonen:

- Bauch
- Beine
- Gesäß
- Oberarme

Wirkungsweise

Die Wirkungsweise von TRISLIM ist ähnlich wie eine manuelle Lymphdrainage, nur das diese großflächiger und länger ausgeführt wird. Trislim arbeitet mit einem schnell wechselndem Überdruck. Dabei werden die Manschetten kontrolliert aufgeblasen, ein Druck auf das Binde / Fettgewebe entsteht. In der Überdruckphase wird venöses Blut und Lymphflüssigkeit abtransportiert. In der darauf folgenden Phase des normalen Druckes, kann arterielles Blut nach strömen.

Entgegen einfachen, ähnlichen Geräten, wird der Druck und das Zeitintervall bei TRISLIM eingestellt. Dadurch ist die Anpassung an Ihre persönliche Gewebestruktur individuell möglich.



Die Praxis

TRISLIM wirkt optimal in Verbindung mit dem normalen Kardiotraining. Die gesteigerte allgemeine Durchblutung, der „Muskel-Pumpen-Effekt“ und die Massagewirkung von TRISLIM ergänzen sich optimal bei der lokalen Umfangsreduzierung. Eine Trainingseinheit mit TRISLIM beträgt normalerweise 30 Minuten. In der Intensivphase, wir empfehlen 6 Wochen, sollte drei Trainingseinheiten in der Woche stattfinden.

Praktisch jedes Kardiogerät ist für das Training in Verbindung mit TRISLIM geeignet. Die Bedienung ist denkbar einfach, die Manschette wird über einen Steckanschluss mit der Bedieneinheit verbunden, Druckstufe wählen, Start drücken und mit dem Training beginnen. Die Trainingszeit endet automatisch nach 30 Minuten



Welche Ergebnisse kann man erwarten ?

Diese Frage wird fast immer gestellt werden. Es ist sehr schwierig eine exakte Prognosen zu machen. Zu viele individuelle Parameter müsste man einbeziehen.

Wir haben in sehr vielen dokumentierten Anwendungen, z.B. am Bauch, eine Umfangsreduzierung von bis zu 10cm messen können. Auch an Beinen und Gesäß können ähnliche Ergebnisse beobachtet werden. Diese Ergebnisse lagen nach 6 - 8 Wochen vor, in dieser Zeit wurde 3 x wöchentlich 30 Minuten trainiert.



Manschetten

TRISLIM Manschetten werden aus zwei unterschiedlichen Materialien gefertigt. Das äußere, blaue Material besteht aus einer äußerst widerstandsfähigen Gewebe/PU-Folie, die reiß- und scheuerfest ist.

Die innere Folie besteht aus reinem PU, einem Material das sehr dehnbar ist und sich damit sehr gut an den Körper anpasst. Die unterschiedlichen Druckstufen werden durch dieses weiche Material optimal auf den Körper übertragen. PU ist sehr hautfreundlich, leicht zu desinfizieren und wird häufig in der Medizintechnik eingesetzt. Wir haben diese Materialkombination gewählt, um eine hohe Lebensdauer zusammen mit einer guten Körperanpassung zu gewährleisten. Die Manschetten werden in Deutschland, in einem nach DIN 9001 und ISO EN 13485 zertifizierten Betrieb, gefertigt.





4 Problemzonen

1 Lösung



Technische Daten:

Bedieneinheit :

kompaktes Kunststoffgehäuse
LCD -Display 2 -zeilig
2-Tastenbedienung
Mikroprozessorsteuerung

Überdruck:

in 5 Stufen regelbar, 100-150-200-350-500 mbar

Zeitintervall:

25 sek.

Maße (B x H x T) :

220 x 300 x 210 mm

Gewicht :

3,00 Kg

Netzanschluss

über separates Netzteil:

100 - 240 V, ~ 1,5 A, 50-60HZ

Anschlussschlauch :

2,50 m, Silikon, Anschluss über Schnellkupplung



Manschetten

Material:

außen - PU beschichtetes, reißfestes Nylongewebe
innen - PU

Schnellverschluss mit Steckschließer, Gurtband PE 30 mm

Bauchmanschette :

Gr. 1 für Umfänge 55 - 95 cm

Gr. 2 für Umfänge 85 - 145 cm

Beinmanschette:

für Umfänge 55 - 85 cm

Lieferung paarweise

(gemessen an der stärksten Stelle)

Armmanschette:

Universalgröße 20 - 40 cm

Lieferung paarweise

Gesäßmanschette

Universalgröße 90 - 140 cm

TRISLIM wird in Deutschland gefertigt